


# Serie X


Monitoreo Confiable  
en cuidados básicos



# Algoritmos y tecnologías propietarias

## EDAN G2 CO2 (Sidestream)

- Gracias a su diseño superior de la trampa de agua puede realizar un monitoreo exacto
- Algoritmo iCARB® con tecnología inteligente de identificación de pseudo-ondas de CO<sub>2</sub>
- Cuenta con baja frecuencia de muestreo de hasta 50 ml/min
- Tiene accesorios para todo tipo de pacientes



## ECG

- Colocación de 6 derivaciones personalizables para más ondas de ECG.
- Detección automática del cable.
- Algoritmo iSEAP™, con autodetección de 33 tipos de arritmias.
- Algoritmo de SEMIP® incluye 208 tipos de resultados de ECG con variedad de edad y género



## SpO2

- Algoritmo de iMAT™ con excelente resistencia al movimiento y baja perfusión.
- Lectura de referencia del índice de perfusión (PI) de 0 a 10 según los cambios de perfusión.
- Mediciones simultáneas de SpO<sub>2</sub> y NIBP de la misma extremidad.

## NIBP

- Cuenta con un diseño de doble filtro de polvo, que ayuda a eliminar obstrucciones internas, y proporcionan lecturas precisas de NIBP.
- Único modo de limpieza para el mantenimiento de rutina.
- Algoritmo iCUFST™ con tecnología de deflación inteligente.

La **serie X** cuenta con capacidad de ampliación de los parámetros y con un impresionante diseño ultradelgado, cumpliendo con los requisitos clínicos primarios en diferentes escenarios, incluyendo: salas de emergencia, salas generales, departamento de rehabilitación, unidades cardíacas y transferencias hospitalarias, cubriendo todo tipo de pacientes, desde neonatos hasta adultos.

**Parámetros Estándar:**

3/5 derivaciones ECG, RESP, EDAN SpO2

**Parámetros opcionales:**

6/12 derivaciones ECG, IBP (X10, X12: 2-IBP), C.O. (X12), EDAN G2 CO2



8"  
X8

10.1"  
X10

12.1"  
X12



- Diseño Sin ventilador
- Esaneo Código de barras
- Dual Luces de alarma
- Modo privado
- Wi Fi Incorporado
- Modo nocturno
- MFM-CMS Conexión
- Almacenamiento Externo
- 8 horas
- Impresora Ethernet



Av. 33 Poniente #523 Col. Chulavista. Puebla, Pue. 72420  
(222) 243 98 03 | Whats App: (222)356 52 62  
informes@edandiagnosticos.com